

## Erforderlicher Inhalt von Erste-Hilfe-Kästen

Bezeichnung	Stückzahl laut DIN					
	13157	13169	13164	14142	13160	13155
	<50	>50	Kfz	FW	KatS	Sanitäts-
	Univer-				Univer-	koffer
	sität				sität	
Heftpflaster DIN 13019 - A 5 m × 2,5 cm	1	2	1	2	1	1
Wundschnellverband DIN 13019 - E 100 cm × 8 cm, wasserfest	-	-	-	1	-	-
Wundschnellverband DIN 13019 - E 10 cm × 6 cm	8	16	8	8	8	16
Fingerkuppenverband	4*	8*	-	5	-	5
Wundschnellverband DIN 13019 - E 18 cm × 2 cm	-*	-*	-	5	-	5
Fingerverband - 120 mm × 20 mm	4*	8*	-	-	-	-
Pflasterstrip - 19 mm x 72 mm	4*	8*	-	10	-	10
Pflasterstrip - 25 mm x 72 mm	8*	16*	-	-	-	-
Verbandpäckchen DIN 13151 - K	1*	2*	-	-	1	2
Verbandpäckchen DIN 13151 - M	3	6	3	6	2	4
Verbandpäckchen DIN 13151 - G	1*	2*	1	6	2	2
Verbandtuch DIN 13152 - BR	-*	-*	2	4	2	1
Verbandtuch DIN 13152 - A	1	2	1	2	1	1
Verbandtuch DIN 13152 - B	-	-	-	2	-	-
Kompresse - 100 mm x 100 mm	6	12	6	18	6	6
Augenkomresse - einzeln steril verpackt, Mindestmaße 50mm × 70mm	2	4	-	2	-	2
Kälte-Sofortkomresse - Fläche min. 200 cm <sup>2</sup>	1*	2*	-	-	-	-
Rettungsdecke - 2,1 m × 1,6 m	1	2	1	4	1	1

Bezeichnung	Stückzahl laut DIN					
	13157	13169	13164	14142	13160	13155
	<50	>50	Kfz	FW	KatS	Sanitätskoffer
	Univer sität			Unive- rsität		
Fixierbinde DIN 61634 - FB 6	2*	4*	2 <sup>#</sup>	10	2	3
Fixierbinde DIN 61634 - FB 8	2*	4*	3 <sup>#</sup>	10	2	3
Netzverband für Extremitäten - min. 4 m gedehnt	-*	-*	-	2	-	1
Dreiecktuch DIN 13168 - D	2	4	2	4	2	2
Schere DIN 58279 - B 190	1	1	1	2	1	1
Fingerling, groß	-	-	-	1	-	-
Folienbeutel - min. 300 mm × 400 mm	2	4	-	4	-	2
Vliesstoff-Tuch - min. 200 mm × 300 mm	5*	10*	-	10	-	10
Einmalhandschuh nach DIN EN 455	4	8	4	12	8	8
Diagnostikleuchte	-	-	-	-	1	1
Verletztenanhängekarte	-	-	-	-	5	5
Erste Hilfe-Broschüre - Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen	1	1	1	1	-	-
Inhaltsverzeichnis	1	1	1			

\* gemäß Normänderung 2009

# oder Mullbinde DIN 61631 - MB - 6 CV/CO  
bzw. - MB - 8 CV/CO

Im Regelfall ist ein Verbandskasten der Kategorie DIN 13157 für Abteilungen < 50 Mitarbeiter ausreichend. Bei besonderer Gefährdung der Mitarbeiter (z.B. Labortätigkeit) sollten zusätzliche Verbandskästen vor Ort angebracht werden.